

Principaux modes ventilatoires: VAC, VSAI

François BELONCLE, Angers
Guillaume CARTEAUX, Créteil
Nicolas TERZI, Grenoble

Liens d'intérêts

- F Beloncle
 - Honoraires pour activités de conseil:
 - Löwenstein
 - Mise à disposition de matériel pour la réalisation d'études cliniques:
 - Covidien
 - Getinge
 - GE Healthcare
- G Carteaux:
 - Conférencier:
 - Fisher and Paykel
 - Medtronic
 - Air Liquide Medical Systems
 - Honoraires pour activité de conseil:
 - Air Liquide Medical Systems
 - Löwenstein
- N terzi
 - Support logistique lors de congrès
 - Air Liquide
 - Conférencier
 - Pfizer
 - Boehringer Ingelheim

Objectifs

- ☐ Connaitre les principes de fonctionnement des principaux modes ventilatoires
 - VAC
 - VSAI
- ☐ Connaître les principaux réglages
- ☐ Savoir mesurer la mécanique respiratoire en VAC
- ☐ Connaitre les effet d'une modification de l'assistance en ventilation assistée (VSAI)



Enseignement Innovant de la Ventilation Artificielle par la Simulation

FORMATION EN LIGNE GRATUITE SANS LIMITE DU NOMBRE D'INSCRIPTIONS



Des vidéos
didactiques



Des vidéos de
simulation interactives




Des jeux sérieux

Une vingtaines d'experts
francophones



<https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UPEC+169001+session02/about>

VOUS PENSEZ SUIVRE LE MOOC EN ENTIER



<https://forms.gle/qT8QwoATkrEqBdbK7>




VOUS NE PENSEZ PAS SUIVRE LE MOOC CETTE FOIS CI
(prochaine session: Novembre 2020)



taioopham@gmail.com


VENTILATION NON INVASIVE

VENTILATION INVASIVE






Ventilation Assistée Contrôlée (VAC)
Ventilation Pression Contrôlée (VPC)




Ventilation Spontanée avec Aide
Inspiratoire (VSAI)






Débit



Débit




Débit



Ventilation assistée contrôlée


VAC



FiO₂ Vt FR PEP

Ventilation Spontanée avec Aide Inspiratoire

VSAI




FiO₂ PEP AI

Donc... Volume ou Pression ?

Variable réglée / variable dépendante

	VC - VAC	PC - PAC
Débit inspiratoire	Invariable - Carré	Variable - Décélérant
Volume courant	Constant	Variable
Pression de pic	Variable	Constante
<i>Alarmes à surveiller</i>	<i>Pressions</i>	<i>Volume</i>




VAC




$$VM = Vt \times FR$$

Principes de fonctionnement

OBJECTIF:
Délivrer le même volume courant réglé (V_t) à chaque insufflation à une fréquence réglée (FR)




POUR UNE MACHINE:
Délivrer un volume, c'est délivrer un débit pendant un temps donné




Ventilation Assistée Contrôlée (VAC)


Principes de fonctionnement



Principes de fonctionnement




Principes de fonctionnement



Déclenchement: Temps ou trigger inspiratoire


Ventilation Assistée Contrôlée (VAC)

Principes de fonctionnement




Ventilation Assistée Contrôlée (VAC)

Principes de fonctionnement




Ventilation Assistée Contrôlée (VAC)


Principes de fonctionnement



Débit = 60 L/min = 1 L/s



En pratique...





Le modèle mono-compartmental

Résistance




$$R = \frac{\Delta P}{V'}$$

(cm H₂O/L/s)




Compliance = 1/Elastance

$$C = \frac{\Delta V}{\Delta P}$$



EQUATION DE MOUVEMENT DU SYSTÈME RESPIRATOIRE

$$Paw_t = P_0$$




EQUATION DE MOUVEMENT DU SYSTÈME RESPIRATOIRE

$$Paw_t = P_0 + R \times V'_t$$

Pression
résistive

$$R = \frac{\Delta P}{V'}$$



EQUATION DE MOUVEMENT DU SYSTÈME RESPIRATOIRE


$$Paw_t = P_0 + R \times V'_t + \frac{V_t}{C}$$

Pression
résistive

Pression
élastique

$$R = \frac{\Delta P}{V'}$$

$$C = \frac{\Delta V}{\Delta P}$$



EQUATION DE MOUVEMENT DU SYSTÈME RESPIRATOIRE



$$Paw_t = P_0 + R \times V'_t + \frac{V_t}{C}$$

Pression
résistive

Pression
élastique

$$R = \frac{\Delta P}{V'}$$


$$C = \frac{\Delta V}{\Delta P}$$



EQUATION DE MOUVEMENT DU SYSTÈME RESPIRATOIRE


$$Paw_t = P_0 + \cancel{R \times V'_t} + \frac{V_t}{C}$$


Pression résistive Pression élastique



Compliance =
 $V_t / (P_{plat} - PEP)$


Résistances =
 $(P_{pic} - P_{plat}) / \text{Débit}$





VAC

Adulte



% Vol. **100**
 FIO2 **100**
 Pcrête **40**
 Pmoy **23**
 VT **.410**
 VTe **.440**
 ftotal **33**
 fspn **0**
 VM **14.3**
 VMspn **0.00**
 R **8.6**
 C **33.5**

Fonctions spéciales

Fonctions supplément. Fonctions exploration

Pause Inspiratoire

Pause Inspir.

Appuyer en continu

Nébuliseur



Pause Expiratoire

Pause Expir.




Appuyer en continu

Aspiration



Aspiration O2 I

? ▲ X
 VM **14.3**
 VMspn **0.00**
 R **8.6**
 C **33.5**
 Ext.
 Int.

$$P_{aw_t} = P_0 + R \times V'_t + \frac{V_t}{C}$$



$$Paw_t = P_0 + R \times V'_t + \frac{V_t}{C}$$





Compliance =
 $V_t / (P_{plat} - PEP_{totale})$

Résistances =
 $(P_{pic} - P_{plat}) / \text{Débit}$

$$Paw_t = P_0 + R \times V'_t + \frac{V_t}{C}$$

« Driving pressure »
Pression motrice



Compliance =
 $V_t / (P_{plat} - PEP_{totale})$

Résistances =
 $(P_{pic} - P_{plat}) / \text{Débit}$